

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Bandagem

Nome Comercial: **Hypofix**

Modelos: HF05010TPC – Hypo Fix 50mm x 10m; HF10010TPC – Hypo Fix 100mm x 10m

Nº Notificação ANVISA: **80504540042**

Proibido reprocessar.

Prazo de Validade: 3 anos.

Embalagem: Unitária.

Pronto uso. Não estéril.

Fotos**Indicação de Uso/Finalidade**

A Hypo Fix é uma bandagem adesiva, hipoalergênica, adequada para a proteção de diferentes partes do corpo onde ocorrem maiores aplicações de bandagens.

Modo de uso

Remova a proteção e aplique Hypo Fix na área.

Composição

- Poliuretano transparente e impermeável.

- Hipoalergênica e livre de látex

Condições de Armazenamento

Armazenar em condições ambiente.

Condições para o Transporte

Transportar em condições ambiente.

Condições de Manipulação

Não há condições especiais para manipulação do produto.

Advertências

Não aplicável.

Precauções

- Se a pele formar uma erupção cutânea ou vermelhidão após a aplicação da fita, remova imediatamente e consulte um médico se persistir.

Contraindicações

Não deve ser aplicado em lesões agudas sem diagnóstico adequado e não deve ser aplicado em feridas abertas.

Registrado por: BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA – Rua José Martins Fernandes (Pq Imigrantes), nº 601, Galpão 4, 5 e 6 – São Bernardo do Campo – SP CEP: 09843-400. Tel: (11) 4858-0252. E-mail: julio.tosti@brclog.com.br - CNPJ: 04.986.398/0001-38. AFE: 8.05.045-4. Responsável Técnico: Fabiana Veiga Morales - CRF SP: 68907.

Distribuidor: CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Rua Silva Bueno nº 1660 – cj. 1001 – Ipiranga – São Paulo – SP - CEP: 04208-001. Tel: (11)2305-4285 - E-mail: cedrsbrasil@gmail.com - CNPJ: 27.242.576/0001-11. AFE: 8.18.325-8 – Responsável Técnico: Maria Angélica Rodrigues Pereira – COREN-SP: 039.294.

Fabricante Responsável: D3 New Zealand Limited - 226 Bush Road - Rosedale - 0632 - Auckland - Nova Zelândia.

rev. 00